

## 免疫组化二抗显色试剂

Cat.No:DTT0300

### 产品描述

采用抗体结合物可控多聚技术，提高聚合物与抗体的亲和力，增强显色性能。所设计抗体结合物可与鼠源（mouse）、兔源（rabbit）、山羊（goat）来源一抗结合，不受种属限制，操作简便。由于该系统不含生物素和链酶亲和素，所以不受内源性生物素干扰，染色背景干净。

### 产品优势

- 多聚 HRP 酶标：信号级联放大，显色增强。
- 超小粒径：50 nm 超小粒径，灵敏度高，细胞穿透快。
- 广谱高亲和：跨物种 IgG 通用结合。
- 重组多肽骨架：工艺可控，批产稳定。
- 品控稳定：批间批内差异小，产品均一稳定。

### 产品详情

名称	免疫组化二抗显色试剂
用途	在免疫组化、WesternBlot 等免疫显色检测中，替代常规 HRP 标记二抗，进行显色检测。
应用	IHC / WesternBlot
产品组分	免疫显色试剂 / 2% BSA 封闭液
储存方式	2~8°C 避光保存，禁止冻存。有效期 12 个月。
开瓶稳定性	使用完毕后立即放回 2~8°C 避光保存，有效期 90 天。

Thank you for choosing Detai Biological. We are dedicated to serving you!  
For Research Use Only