

提供表达验证服务

杂交瘤抗体基因测序

极速体验

接收孔板样品

保证测序结果准确性

5 个细胞
抗体测序 **日交付**



应用场景

- ★ 抗体序列保护：获取抗体基因序列后可通过专利对CDR区进行保护。
- ★ 生产方式备份：杂交瘤存在退化转阴风险，抗体序列可通过基因工程方式轻松转化为抗体样品。
- ★ 抗体工程改造：获得的抗体序列可用于抗体人源化、双特异性抗体等抗体工程改造项目。


服务流程




服务优势

- ✓ 极速体验：测序5天，表达5天，全程高通量
- ✓ 细胞需求少：只需1~5个细胞，可以接收孔板样品
- ✓ 保证测序结果准确：采用Failsafe®假基因排除技术，可排除κ轻链假基因
- ✓ 测序范围广：可测小鼠、大鼠、兔、山羊等物种的IgM和IgG的所有亚型
- ✓ 一站式服务：德泰生物拥有丰富经验，可提供表达验证服务


服务案例



重链轻链PCR结果



质粒鉴定结果



测序峰图